

RelyX Ultimate

Cemento Adhesivo de Resina

Ficha Técnica



■ Descripción

RelyX Ultimate Clicker es el nuevo cemento de resina adhesivo, que representa “la más alta resistencia” en cementos resinosos del portafolio de 3M ESPE.

RelyX Ultimate debe ser utilizado con un agente adhesivo, Single Bond Universal*.

■ Ventajas

- Buen sello marginal y menor desgaste
- Alta estabilidad del color y fluorescencia para una estética natural
- Al ser utilizado con Single Bond Universal como agente adhesivo permite procedimientos con técnica de grabado total, grabado selectivo de esmalte o autograbado.
- Activador de curado en oscuridad integrado al cemento que permite que Single Bond Universal pueda ser polimerizado por RelyX Ultimate, sin la necesidad de luz, generándose una sola capa entre adhesivo y cemento, con menos pasos clínicos.
- Conveniente sistema clicker que provee una cómoda y exacta dispensación de la pasta base y catalizadora, disminuyendo errores, mejorando el performance clínico.
- No posee aminas por ello está indicado para la cementación de carillas.
- Posee aditivos reológicos lo cual genera una mezcla más suave y de mejor manipulación

■ Indicaciones de Uso

- Cementación definitiva de inlays, onlays, coronas, y puentes de cerámica, resina o metal; puentes de Maryland de 2-3 unidades y puentes inlays/onlays de 3 unidades (excluyendo pacientes con bruxismo o periodontitis)
- Cementación definitiva de postes y pernos prefabricados
- Cementación definitiva de carillas en cerámica o resina
- Cementación definitiva de restauraciones en cerámica, resina o metal sobre los abutments de los implantes

■ Instrucciones de Uso

El dispensador clicker incorpora un medidor que indica el número de porciones restantes en el dispensador.

El número de porciones requeridas para cada aplicación variará, pero lo siguiente proporcionará una guía para el número promedio de porciones requeridas para diversas aplicaciones:

- Amalgama adhesiva, inlay pequeño: 2 porciones
- Pernos, inlays grandes, onlays pequeños: 3 porciones
- Coronas anteriores, muñones para puentes anteriores, onlays grandes, puentes Maryland, coronas posteriores: 4 porciones

■ Presentación

RelyX Ultimate contiene 4,5 gr. de resina de cementación.

- RelyX Ultimate tono A1
- RelyX Ultimate tono A3

RelyX Ultimate Clicker posee una vida útil de 18 meses y se presenta en una bolsa de aluminio. Después de que el clicker es retirado de la bolsa de aluminio, se debe utilizar dentro de los siguientes 6 meses, y antes de la fecha de expiración indicada en la caja externa.

*3M ESPE ha probado la compatibilidad de RelyX Ultimate Clicker con todos los adhesivos de 3M ESPE. (Sólo Single Bond Universal es simultáneamente un primer de restauraciones indirectas y es adhesivo que es polimerizado a través del cemento de resina). La compatibilidad con otros adhesivos, no 3M ESPE, no puede ser garantizada.