

alliage

Nueva Línea


# Sillones

**DABI ATLANTE**



# Sillones Dentales

**DABI**ATLANTE



**alliage**



# PERSONAL

- ❖ Sillón Standard
- ❖ Excelente Costo-beneficio
- ❖ Versatilidad
- ❖ Indicado para:

Dentistas con Especialidad;  
Mercado Público y Privado;  
Universidades;  
Red de Clínicas;  
Licitaciones;

# PERSONAL

Diferenciales – Sillón

DABI ATLANTE



Respaldo Cabeza  
Biarticulado



Espuma tipo Soft con  
Tapicería PVC



Brazo Abatible  
90 grados



Pedal 5 botones  
con Joystick



Base en Acero con  
**Pintura Electrostática**




Caja de conexión  
Integrada a la base

alliage



# PERSONAL

## Diferenciales – Bracket



Versión F (Colgantes)



Versión H (Colibrí)

- 1 Brazo con acabado metálico y pintura electrostática
- 2 Sistema por freno neumático para control de altura
- 3 Bandeja de Acero Inoxidable
- 4 Charola Auxiliar Fija
- 5 4 Terminales de Serie: Jeringa Triple, 2 Alta Rotación y 1 Baja Rotación
- 6 Mangueras Flexibles tipo Midwest (Versión Colibrí o Colgante)
- 7 Agarraderas bilaterales para movimiento
- 8 PAD Control y Negatoscopio





- 1** Movimiento Sillón (Asiento y Respaldo)
- 2** 4 Posiciones de Trabajo
- 3** Retorno a Cero
- 4** Negatoscopio
- 5** ON/OFF Lámpara

# PERSONAL

## Diferenciales – Escupidera

DABI ATLANTE

Otras Características:

- Filtro de Desechos en la Base



Soporte Llenado de Vaso y Sensor de Proximidad para Agua de Escupidera



Tazón de Porcelana Removible para Limpieza



Brazo Alcance con:

- Eyector Venturi Saliva
- Eyector Hemosuctor VacPlus
- Control PAD para movimientos del sillón



alliage

# PERSONAL

Diferenciales – Escupidera

DABI ATLANTE



- 1 Filtro Venturi Saliva
- 2 Manguera con Conexión Externa
- 3 Activación Agua Escupidera
- 4 Activación Agua Llena Vaso



alliage

# PERSONAL

Diferenciales – Lámpara

DABI ATLANTE



Sensor de Proximidad para Encender/Apagar



Enfoque Rectangular con luz fría



Manijas removibles y autoclavables



Movimiento de Giro de hasta 360°



3 LEDs Blancos con 50,000 horas/vida útil

Otras Características:

- Intensidad Luminosa de 10,000; 20,000 y 30,000 Lux
- Luz Directa sin sombra

alliage

# Professional



**Altura Asiento:** 460/570mm

**Altura Respaldo:** 410/480mm

**Capacidad de carga:** 110kg

**Ancho:** 490/510mm

**Inclinación respaldo:** 30°

**Largo de la base:** 550mm

**Largo del Tapiz:** 470mm

**Sistema de elevación:** Pistón a gas

## Preventivo

- ❶ Reducción Riesgo de Contaminación
- ❷ Preserva Condiciones Operacionales
- ❸ Aumenta la Vida Útil del Equipo
- ❹ Reducción de Cambio Repuestos
- ❺ Reducción de Gastos Correctivos



PROGRAMA DE  
MANTENIMIENTO  
PREVENTIVO

**alliage**