

Filtek Z250

Restaurador Universal



Ficha Técnica

■ Descripción

Filtek Z250 es un material restaurador estético foto polimerizable para uso en restauraciones anteriores y posteriores.

■ Ventajas

- Disponible en una amplia variedad de 15 tonos
- Reducido tiempo de foto polimerización.
- La adhesión al diente se logra mediante el uso del sistema adhesivo Adper Single Bond 2
- Relleno patentado de zirconio/sílice para una radiopacidad de alto contraste
- Composite universal con efecto camaleónico
- Experiencia clínica a largo plazo
- Excelente resistencia a la abrasión y la fractura con baja contracción de polimerización
- Ajuste marginal excelente por su consistencia sólida, pero al mismo tiempo suave, fácil de modelar

■ Indicaciones de Uso

- Restauraciones anteriores y posteriores
- Técnica Sándwich con un material de ionómero de vidrio modificado con resina.
- Reconstrucción de cúspides
- Reconstrucción de muñones
- Ferulizaciones
- Restauraciones indirectas anteriores y posteriores que incluyen inlays, onlays y carillas

■ Instrucciones de Uso

El restaurador Filtek Z250 se aplica en incrementos de 2,5 mm para la mayoría de los tonos, foto polimerizando por 20 seg.; excepto B0.5 y C4, que deberán ser aplicados en incrementos no mayores a 2,0 mm y foto polimerizados durante 30 segundos.

■ Presentación

Kit introductorio: A2, A3, A3,5, B2 (jeringas 4 g) y Adper Single Bond 2, 3 g
Reposiciones: Jeringas de 4 g
A1 A2 A3.5, A4, B0.5 * B1 B2 B3 C2 C3 C4 Incisal

*B0,5 tono 3M ESPE, no forma parte de la coloración Vitapan Classic