

Características	
Batería de litio (base)	2000mAh
Batería de litio (pieza de mano)	200mAh
Peso (pieza de mano)	86g
Tamaño	22mmx22mmx146mm
Incluye	
Contenedor de cartuchos	x8



Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.
 Information Industrial Park, Guilin National High-Tech
 Zone, Guilin, Guangxi, 541004 P. R. China
 Sales Dept.: +86-773-5873196/2350599
 After-sales Service Dept.: 0773-5827898
 E-mail: woodpecker4@glwoodpecker.com
 Website: http://www.glwoodpecker.com



Super Pen

Dispositivo de anestesia dental




Motor brushless, mayor duración

10 veces la vida útil del motor brushless
 Menos desgaste y generación de calor
 Menos ruido, 27,1 dB menos de ruido que otras marcas




Inyección precisa y sin dolor

Permite inyección eléctrica y controlada con alta precisión
 Con una exactitud de hasta 0,02 ml para un tratamiento indoloro



Sensor de presión de alta precisión integrado

Adopta tecnología de doble detección de presión para una respuesta precisa en tiempo real de la presión ejercida por el tejido sobre la aguja.
 3 veces más precisa que otros productos similares.




Solución eficaz a los problemas tradicionales de inyección de ligamentos periodontales

Modo de inyección del ligamento periodontal (PDL) capaz de identificar la zona del ligamento periodontal e iniciar automáticamente el modo PDL, para evitar la fatiga de manos, la inyección fallida, el dolor, etc.

Tres velocidades ajustables

Permite elegir diferentes velocidades según sus hábitos, lo que hace el tratamiento más fácil y rápido.



Sin consumibles, más económico

El contenedor de cartuchos de material reesterilizable resistente y transparente



Indicaciones de voz Música suave

Con avisos de voz sobre modos y el estado de inyección e indicación luminosa del estado de inyección, lo que facilita el manejo para los médicos.
 Con la música para eliminar miedo a las inyecciones



carga inalámbrica Batería de 2000mAh

Diseño inalámbrico, liberando sus manos
 Batería de gran capacidad en la base para mayor larga duración

Manejo con un solo botón, fácil de usar

Permite la aspiración y el cambio de modo con un botón
 Botón físico para evitar el contacto accidental

